



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

19/06/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202925

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

23/06/2020

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	YIKAYICI DEZENFEKTÖR SOLUSYONU (KAPSUL)	5,00	ADET
---	---	------	------

TEKLİF NO : 20202925
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

TIBBİ MALZEME YIKAMA MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KATI TEMİZLEYİCİ ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dozaj pompası ile çalışan otomatik yıkama makinelerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Kan, protein, vücut sıvısı gibi organik atıkları temizleyici özellikte olmalı; metal, cam, plastik malzemeye zarar vermemelidir.
3. Kati formda ve pH değeri 12,0 -13,0 (± 1) arasında olmalıdır.
4. Sodyum hidroksit ve aşınma inhibitörleri içermeli, oksitleyiciler, yüzey aktif maddeler ve klor içermemelidir.
5. Yıkama işleminden sonra tıbbi aletlerin üzerinde nötralizasyon gerektiren kalıntı oluşturmamalıdır.
6. Makine iç aksamına, iç parçalarına, cerrahi aletlere zarar vermemelidir. Böyle bir durumda üründen kaynaklanan sorunları giderecek, sorunlu ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.
7. Yıkama dezenfeksiyon makinelerine doğrudan bağlantılı dilüsyon cihazı ile uygun dozda sulandırılarak kullanılmalı; dilüsyon cihazı otomatik olmalı ürün bitmedikçe kullanıcı müdahalesi gerektirmemelidir.
8. Dilüsyon cihazı dijital bilgi ve kontrol ekranına sahip olmalıdır. Her hangi bir hata söz konusu olduğunda, sesli ve görsel uyarı vermelidir.
9. Kullanım çözeltisi pH değeri 10,0-11,0 (± 1) olmalıdır.
10. Dilüe edilmiş ürün kullanım konsantrasyonu 3-6 ml / L olmalıdır.
11. Prion inaktivasyonu sağlamalı, bu özellik akredite laboratuvar tarafından belgelenmeli, ihale dosyasında ve ürün teslim aşamasında sunulmalıdır.
12. Ürün farklı marka ve model yıkayıcı dezenfektör dozajlama dispenseri ile kullanılabilir olmalıdır.
13. Ürün kati formda 4 kg. lık kapsül şeklinde ambalajlarda olmalıdır. Kati formu sıvı hale dönüştürecek yıkayıcı dezenfektöre 2 adet dispenser firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
14. Ürünlerin kullanımı süresince dispenserin bakımı, onarımı, yedek parça temini ve ayarlanması firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.
15. Ürün, orijinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde imalatçının adı veya ticarî adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT)numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.
16. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
17. Depoda beklediği sürece tortulaşma, renk, koku, aktivasyon değişimi göstermemelidir.
18. Ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır, kayıtlı olmadığı takdirde ürünün kapsam dışı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir ayrıca ürün ÜTS 'ye kayıtlı olduğu takdirde kullanım ömrü (Mıad) boyunca Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde belirtilen şartları taşıyacak nitelikte olmalıdır.
19. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir , kayıtlı olmadığı takdirde firmanın kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığına dair belgeyi ibraz etmelidir.
20. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
21. Dilüsyon cihazının montajı ve montaj için gerekli tüm aksesuarlar satışı üstlenen firma tarafından bedelsiz olarak tedarikçi tarafından yapılıp cihaz ve sistemin tamamı çalışır durumda teslim edilecektir.
22. Yüklenici Firma, dilüsyon cihazındaki arıza bildirildiği andan itibaren 12 saat içerisinde arızaya müdahale edip, parça değişimi gerekmeyen arızalarda müdahale ettiği andan itibaren 12 saat, parça değişimi gereken arızalarda 48 saat içerisinde arızayı gidermekle yükümlü olacaktır.
23. Dilüsyon cihazının arızalanması durumunda yıkama hizmetinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yedekleme sistemlerini ücretsiz olarak temin etmekle gereğinde ürüne eşdeğer yıkama solüsyonu temin edip gerekli cihaz bağlantılarını yapmakla yükümlü olacaktır.
24. Ürüne teklif verecek firma, 1 adet 4 kg. lık orijinal ambalajlı numune ürün teslim edecektir.

Tarih: 02.08.2019

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sor.Hem
Emre YILDIZ

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Hüsnü DEMİR