

## TEST ADI

Donör Spesifik Antikor Tanımlama (Single Antijen) Sınıf II

## NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

## NUMUNE TÜRÜ

Hastadan 1 adet düz kan tüpüne (Kırmızı kapaklı) 5 ml kan alınır.

## NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler, uygun barkodlu kan tüplerine alınır.

## NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Etiketsiz, barkodsuz, yetersiz, ağzı açık, hemolizli, lipemik numuneler ve antikoagulan içeren hasta serumları reddedilir.

## NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler uygun barkodlu tüplere alınarak oda ısısı koşullarında transferi gerçekleştirilir.

## YÖNTEM

Mikropartikül immunoassay (LUMINEX)

## SONUÇ VERME

30 İş günü içerisinde

## LAB İLETİŞİM NO

+90 232 412 2568

## TEST İSTEM UYARILARI

Son 24 saat içerisinde hasta hemodiyalize girmemiş olmalıdır.