

TEST ADI

HLA- B Moleküler Yüksek Çözünürlükte

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi her gün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

NUMUNE TÜRÜ

2 adet EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe 2'şer ml kan alınır.

NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler, uygun barkodlu kan tüplerine alınır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

İstek formu eksik, etiketsiz, barkodsuz, miktarı yetersiz, lipemik, ağzı açık ve son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almış örnekler reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler kimlik kontrolünden sonra uygun, barkodlu tüplere kan alınarak oda ısısı koşullarında doku tipleme birimine transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM

SSO (LUMİNEX)

SONUÇ VERME

15 iş günü içinde

LAB İLETİŞİM NO

+90 232 412 2568

TEST İSTEM UYARILARI

Kan transfüzyonu almış hastalardan örnek alabilmek için en az 1 ay beklenmelidir. Buna uymayan örnekler reddedilir.