

TEST ADI

HLA- DR, DQ Moleküler Düşük Çözünürlükte (SSP)

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

NUMUNE TÜRÜ

2 adet EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe 2'şer ml kan alınır.

NUMENE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler doku tiplene anamnez formu doldurularak uygun barkodlu kan tüplerine alınır. Hasta son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almamış olmalıdır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Anamnez formu ve istek formu eksik, etiketsiz, barkodsuz, miktarı yetersiz, lipemik, ağzı açık ve son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almış örnekler reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler kimlik kontrolü ile anamnez formu doldurulduktan sonra uygun, barkodlu tüplere kan alınarak oda ısısı koşullarında doku tiplene birimine transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM

Sekans spesifik priming (SSP)

SONUÇ VERME

15 iş günü içinde

LAB İLETİŞİM NO

+90 232 412 2568

TEST İSTEM UYARILARI

Kan transfüzyonu almış hastalardan örnek alabilmek için en az 1 ay beklenmelidir. Buna uymayan örnekler reddedilir. Doku tiplene anamnez formu mutlaka eksiksiz doldurulmalıdır.