



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**  
**MERKEZ LABORATUVARI**  
**HASTA BİLGİ BROŞÜRÜ**  
**(PEDIATRİK İDRAR TORBASININ**  
**TAKILMASI)**

**PEDIATRİK İDRAR TORBASININ**  
**TAKILMASI**

0-3 yaş dönemi için idrar pediatrik idrar torbası ile toplanabilir. Bunun için aşağıdaki basamaklara dikkat edilmelidir;


**KIZ BEBEKLER İÇİN**




1. Bebeğin bacaklarını açarak, genital bölgeyi yukarıdan aşağıya

(makata doğru) sabunlu bez ile siliniz. Daha sonra aynı bölgeyi duru su ile ıslatılmış bez ile temizleyiniz.

Makat her zaman en son silinmelidir. Silinen genital bölgenin kuruması için bekleyiniz. Bölgenin tamamen kurduğundan emin olunuz.



yapışkanlı kağıdı kaldırınız.



3. Yapışkanlı bölgeye el sürmeden idrar torbasını temizlenen kuru genital bölgeye yapıştırınız.

Torbanın iyice yapışmasını sağlamak için bebeğin derisini hafifçe gererek idrar deliğinin hemen üstünden ve makat dışta kalacak şekilde yapışkanlı bölgeye hafifçe basınç uygulayınız. İdrar torbasının açık ağzının bebeğin derisine tam olarak yapıştığından emin olunuz. Bebeğin kakasını yaptığı delik (MAKAT) mutlaka torbanın dışında kalmalıdır.


4. Bebeğin idrar yapması için bekleyiniz. İdrar torbasının yapışkanlı bölgesini çıkarmadan poşeti hafifçe yukarı doğru kaldırmak ve bebeğin beslenmesi idrar yapmayı kolaylaştırabilir. Bebek idrar yaptıktan sonra poşeti çıkarıp, ağzını kapayarak en geç 1 saat içinde laboratuvara teslim ediniz.

## ERKEK BEBEKLER İÇİN




1. Bebeğin bacaklarını açarak, genital bölgeyi sabunlu bez ile siliniz.

Önce skrotum (torba derisi), daha sonra penis ve en son anüs (makat) silinmelidir. Daha sonra aynı bölgeyi duru su ile ıslatılmış bez ile temizleyiniz. Silinen genital bölgenin kuruması için bekleyiniz. Bölgenin tamamen kurduğundan emin olunuz.




2. İdrar torbasının dış poşetini açınız ve torbanın üzerindeki yapışkanlı kağıdı kaldırınız.



bölgeye penis ve skrotumun tamamını içine alacak şekilde yapıştırınız.

Torbanın iyice yapışmasını sağlamak için bebeğin derisini hafifçe gererek, makat dışta kalacak şekilde yapışkanlı bölgeye hafifçe basınç uygulayınız. İdrar torbasının açık ağzının bebeğin derisine tam olarak yapıştığından emin olunuz.



4. Bebeğin idrar yapması için bekleyiniz. İdrar torbasının yapışkanlı bölgesini

çıkarmadan poşeti hafifçe yukarı doğru kaldırmak ve bebeğin beslenmesi idrar yapmayı kolaylaştırabilir.

Bebek idrar yaptıktan sonra poşeti çıkarıp, ağzını kapayarak en geç 1 saat içinde laboratuvara teslim ediniz.